

CryoHealth^o

X°Tone – MUSCLE STIMULATOR



UNIQUE FEATURES

- **HIEMT (high energy focused electromagnetic wave) technologie: Gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt!**
- **Richt zich op motorische zenuwcellen om een actiepotentiaal te genereren dat zorgt voor spiercontractie.**
- **HIEMT beschadigt geen gewrichten of botten**
- **Tijdens 1 sessie van 30min worden de spieren 49.500 keer samengetrokken met een hoge frequentie en hoge intensiteit, dit kan niet bereikt worden bij algemene oefeningen.**

PRODUCT SPECIFICATIONS

Magnetic wave (energy)	0-7 Tesla
Voltage	110-220V 50-60/Hz
Output power	2600W
Frequency	F1:1-10Hz F2:1-100Hz
Pulse Width	300 us
Treatment modes	TRAINING MODE, PRO MODE, RECOVERY MODE
Media screens	1 x 12 inch 16:9
Treatment handle	I-H1, II-H2
machine size	384mm*590mm*1387mm